



UNIVERSALSIEGEL MIT ECKIGEM STEG UND DAMPFINDIKATOR, 1000 STÜCK

zum Verschluss von Sterilcontainern

Artikelnummer: 206264
Hersteller: Key Surgical

Preis: 85,30 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Diese Universalsiegel dienen dem Verschließen von Sterilcontainern. Die Einmal-Verschlussiegel mit eckigem Steg sind bis 134°C verwendbar und in verschiedenen Farben erhältlich. Es sind jeweils 1000 Verschlussiegel enthalten. Die Siegel haben einen integrierten Dampfindikador, der die erfolgreiche Sterilisation anzeigt.

Spezifikation:

Art des Artikels: Siegel

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;O

Material: Kunststoff