



VERSCHLUSSSIEGEL FÜR STERILISIER-CONTAINER

verschiedene Farben

Artikelnummer: 201027

Hersteller: Key Surgical

Preis: 53,28 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die Verschlussriegel aus Plastik werden zum Verschließen von Sterilisier-Containern genutzt. Die Einmal-Verschlussriegel sind bis 134° C verwendbar. Mit den Verschlussriegeln sind Ihre Sterilisiercontainer fest verschlossen und eine optimale Sterilisation ist gewährleistet.

Spezifikation:

Art des Artikels: Siegel

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Material: Kunststoff

Garantielaufzeit: 24 Monate