



VERSCHLUSSSIEGEL MIT DAMPFINDIKATOR, BLAU

1000 Stück

Artikelnummer: 201049

Hersteller-EAN: 4047389025077

Hersteller: Key Surgical

Preis: 75,80 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die Universalsiegel aus Plastik werden zum Verschließen von Sterilisier-Containern genutzt. Die Einmal-Verschlusssiegel sind bis 134° C verwendbar. Mit den Verschlussiegeln sind Ihre Sterilisiercontainer fest verschlossen und eine optimale Sterilisation ist gewährleistet. Der integrierte Dampfindikator zeigt an, ob der Sterilisationsvorgang erfolgreich war und erleichtert die Dokumentation und Rückverfolgung.

Spezifikation:

Art des Artikels: Plombe

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;O

Farbe: blau

Material: Kunststoff