




VERSCHLUSSSIEGEL UNILOCK MIT ECKIGEM STEG, 1000 STÜCK

geeignet zum Verschließen von Sterilisationscontainern

Artikelnummer: 206261

Hersteller: Key Surgical

Preis: 62,81 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die Verschlussiegel UniLock werden zum Verschließen von Sterilcontainern genutzt. Die Einmal-Verschlussiegel mit eckigem Steg sind bis 134°C verwendbar und in verschiedenen Farben erhältlich. Es sind jeweils 1000 Verschlussiegel enthalten.

Spezifikation:

Art des Artikels: Siegel

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Material: Kunststoff