



ERMIS 1/1 STANDARD-CONTAINER-DECKEL GELOCHT

in verschiedenen Farben

Artikelnummer: 204501

Hersteller: Ermis

Preis: ab 185,04 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der gelochte Aluminium-Deckel von Ermis ist Teil der E-Standardserie von Sterilcontainern. Der Deckel passt zu den 1/1-Containern und wird mit Einmal-Papierfiltern oder PTFE-Dauerfiltern (für bis zu 1200 Sterilisationszyklen) genutzt. Für den 1/1-Container-Deckel werden zwei Filter benötigt. Der Deckel ist in den Farben silber, gelb, rot, blau und grün verfügbar und unterstützt so bei der Ordnung und Organisation im Arbeitsalltag.

Spezifikation:

Art des Artikels: Sterilisierbehälter

Abmessungen Tx Bx H: 58,5 cm x 27,8 cm

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Farbe: silber

Material: Aluminium

Garantielaufzeit: 24 Monate