



ERMIS 1/1 STANDARD-CONTAINER-WANNE UNGELOCHT

aus Aluminium, in verschiedenen Größen

Artikelnummer: 204505

Hersteller: Ermis

Preis: ab 171,36 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die ungelochten Aluminium-Container-Wannen von Ermis werden für die Dampfsterilisation genutzt und sind Teil der E-Standardserie. Die farblich passenden Deckel ermöglichen eine individuelle und optimale Sterilgutlagerung. Die verstärkten Seitenwände geben der Wanne zusätzliche Stabilität, der langlebige Edelstahl trägt ebenfalls zur robusten Fertigung bei.

Spezifikation:

Art des Artikels: Sterilisierbehälter

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Farbe: silber

Material: Aluminium

Garantielaufzeit: 24 Monate