



ERMIS 3/4 CONTAINER-WANNE SILBER

ungelocht, 46,2 cm x 27,4 cm, in verschiedenen Höhen

Artikelnummer: 204512

Hersteller: Ermis

Preis: ab 219,92 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die ungelochten Aluminium-Container-Wannen von Ermis werden für die Dampfsterilisation genutzt und sind Teil der ER-Standardserie. Die ergonomischen, geräuscharmen Haltegriffe sind jeweils farblich mit den Deckeln abgestimmt und ermöglichen dadurch eine individuelle und optimale Sterilgutlagerung. Die verstärkten Seitenwände geben der Wanne zusätzliche Stabilität, der langlebige Edelstahl trägt ebenfalls zur robusten Fertigung bei.

Spezifikation:

Art des Artikels: Sterilisierbehälter

Abmessungen Tx Bx H: 46,2 cm x 27,4 cm x 8,8 cm

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Farbe: silber

Material: Aluminium

Garantielaufzeit: 24 Monate