



ERMIS PTFE DAUERFILTER 190 MM DURCHMESSER

passend für 1/1, 1/2, 3/4 Ermis Container

Artikelnummer: 204503

Hersteller: Ermis

Preis: 39,77 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der PTFE-Dauerfilter von Ermis wird mit den 1/1, 1/2 oder 3/4-Sterilcontainern von Ermis genutzt. Der Dauerfilter hat einen Durchmesser von 190 Millimetern und kann für bis zu 1200 Sterilisationszyklen genutzt werden. So sparen Sie langfristig Kosten und auch Zeit im Praxisalltag, die normalerweise für den Filterwechsel anfallen würde.

Spezifikation:

Art des Artikels: Filter

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Farbe: weiß

Material: PTFE

Garantielaufzeit: 24 Monate