



EURONDA ALU-NORMTRAYEINSATZ (11)

Für das Fixieren von bis zu 11 Instrumenten

Artikelnummer: 200434

Hersteller: Euronda

UVP: 10,40 €

Preis: 8,32 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Dieser Einsatz von Euronda dient dem Fixieren von bis zu 11 Instrumenten in den Euronda Trays in der Normgröße 18 cm x 28 cm. Hinweis: Mit einem Flächendesinfektionsmittel reinigen. Verwenden Sie keine alkalischen Reinigungsmittel, Produkte mit Säure, Natrium oder Kalium! Bitte fragen Sie den Hersteller des Reinigungs- und Desinfektionsmittels, ob es für Aluminium geeignet ist. Sterilisierbar im Autoklaven bei 134° C.

Spezifikation:

Art des Artikels: Zubehör

Material: Aluminium