



EURONDA ARBEITSTISCH AUS EDELSTAHL

zur Ergänzung des Euromatic

Artikelnummer: 200443

Hersteller: Euronda

UVP: 179,00 €

Preis: 147,41 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Dieser Arbeitstisch von Euronda kann mit dem Euromatic Siegelgerät genutzt werden. Der Arbeitstisch aus satiniertem Edelstahl vereinfacht das Handling beim Siegelprozess. Dadurch wird die tägliche Arbeit in der Praxis erleichtert.

Spezifikation:

Art des Artikels: Zubehör

Abmessungen Tx Bx H: 24 cm x 52 cm x 7,5 cm

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;O

Farbe: silber

Passend für Siegelgerät: Euromatic

Material: Edelstahl

Garantielaufzeit: 24 Monate