



EURONDA BALKENSIEGELGERÄT EUROSEAL VALIDA

validierbar, inkl. Rollenhalter

Artikelnummer: 200440

Hersteller: Euronda

UVP: 1.295,00 €

Preis: 1.078,74 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Das Euroseal Valida von Euronda ist ein validierbares Balkensiegelgerät. Der kompakte, sinnvolle Aufbau des Gerätes ermöglicht ein Zuschneiden, Verpacken und Einschweißen von Sterilgut direkt in einem Arbeitsvorgang. Ein doppelter Rollenhalter, eine Schneidevorrichtung sowie ein Arbeitstisch hierfür bereits integriert. Der Rollenhalter ist höhenverstellbar, lässt sich aber auf Wunsch auch vom Gerät trennen und an der Wand befestigen. Die Abschaltautomatik schützt Folien und Gerät vor Überhitzung und trägt so zur Praxissicherheit bei. Die wartungsarme Schweißtechnik und der energiesparende Prozess machen das Gerät besonders wirtschaftlich. Die bewährte Euronda Siegeltechnik arbeitet zuverlässig und stromsparend und

versiegelt Siegelnähte bis zu einer Länge von 310 Millimetern normenkonform und in wenigen Sekunden. Über das Touch-Display und einen Signalton wird der erfolgreiche Siegelvorgang mitgeteilt und der nächste Prozess kann ohne Pause beginnen. Die Siegeltemperatur lässt sich zwischen 170° und 190°C einstellen und bietet so beste Siegelergebnisse für verschiedene Folien. Das intuitiv bedienbare Touch-Display ermöglicht eine einfache Nutzerführung. Über das übersichtliche Bedienfeld wird durch alle Geräteeinstellungen mit einem Fingerdruck navigiert.

Damit die Verpackungsprozesse während der Aufbereitung validierbar sind, speichert das Euroseal Valida die wichtigen Siegelparameter Datum und Uhrzeit der Siegelung, Anwendername, Temperatur, Anpressdruck, Chargennummer, Anzahl der Schweißvorgänge und ob die Siegelung erfolgreich war. Dadurch wird eine optimale Dokumentation und Rückverfolgbarkeit gewährleistet, was wiederum eine normenkonforme Sterilgutverpackung gemäß DIN EN 11607-2, DIN EN 868-5 und RKI-Empfehlungen sicherstellt.

Auf Wunsch überträgt das Euroseal Valida alle Siegelparameter automatisch an angeschlossene Endgeräte über den eingebauten LAN-Anschluss. Über die Dokumentations-Software E-Memory (Gratisdownload inklusive) oder andere Praxissoftwares lassen sich die übertragenen Daten verwalten und weiterbearbeiten. Das Euroseal Valida ist kompatibel mit dios MP, SegoSoft DOCma und praxisprofler. Mit dem optionalen E-Wifi von Euronda (Art.-Nr. 200402) können Sie die Daten sogar ganz ohne Kabelinstallation per WLAN auf PC, Laptop oder Smartphone übertragen.

Bei der Bestellung eines Folienschweißgerätes erhalten Sie einen Gutschein über 15% Rabatt für Ihre nächste Siegelnahtfestigkeitsprüfung! Der Code wird Ihnen nach der Bestellung im Shop automatisch per Mail zugesendet.

Spezifikation:

Art des Artikels: Balkensiegelgerät

Abmessungen Tx Bx H: 48,5 cm x 50 cm x 31,5 cm

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Stromversorgung: 220-240 V

Leistung: 150 W

Farbe: weiß

Gewicht: 8 kg

Material: Edelstahl

Garantielaufzeit: 24 Monate

Validierbarkeit: Validierbar

Dokumentation: integriert

Chargenfreigabe: extern

Wartungsintervall: 24 Monate

Siegelnahtbreite: 12 mm

Siegelnahtlänge: 31 cm