



## **EURONDA ERSATZKLINGE FÜR SIEGELGERÄT EUROSEAL**

Originalteil zum Selbstaustausch

Artikelnummer: 200445

Hersteller: Euronda

**Preis: 13,50 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Diese Ersatzklinge ist ein Originalteil von Euronda. Es ist geeignet für die Schneideeinheiten an den Foliensiegelgeräten Euroseal, Euroseal Valida und Euroseal Infinity. Sollte an Ihrem Gerät verschleißbedingt die Klinge einmal ausgetauscht werden müssen, kann der Tausch mit diesem Ersatzmesser selbst schnell und einfach bewerkstelligt werden.

### **Spezifikation:**

Art des Artikels: Ersatzteil

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Passend für Siegelgerät: Euroseal;Euroseal Valida;Euroseal Infinity

Material: Edelstahl