



## EURONDA EUROBOX STERILISIERCONTAINER

für normenkonforme Dampfsterilisation nach DIN EN 868-8

Artikelnummer: 200530

Hersteller: Euronda

**Preis: ab 197,00 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Die Eurobox Sterilisercontainer von EURONDA dienen der Aufbereitung und sterilen Lagerung von Instrumentensets. Es ist keine zusätzliche Verpackung in Sterilisierbeuteln erforderlich, was Material und Aufwand und somit Kosten im Praxisalltag spart.

Eine Steriliserbox besteht jeweils aus einer geschlossenen Wanne und einem gelochten Deckel mit Scharnieren. In den Deckel lässt sich zur Aufrechterhaltung der Sterilität ein Papierfilter (zum Einmalgebrauch) oder ein Teflonfilter (Mehrmalgebrauch) einspannen. Der Filterwechsel kann schnell über einen praktischen Schnellverschluss bewerkstelligt werden. Die Stirnseite des Deckels bietet zusätzlich einen Etikettenaufnahme für die Sterilgutkennzeichnung. Die Sicherung mit Kunststoffplomben gewährleistet die Sterilität der Instrumente und dient gleichzeitig der Dokumentation für die sterile Lagerung.

Durch die Nutzung der Eurobox sorgen Sie für sicheren Transport und sterile Aufbewahrung Ihrer Instrumente und eine einfache, komfortable Handhabung im Praxisalltag. Die Boxen sind viele Jahre verwendbar, sie sparen Folienabfall, Zeit und Kosten und nutzen die Sterilisationskapazität im Autoklaven optimal aus.

Hinweis: Eurobox Sterilisercontainer sind geeignet für normenkonforme Dampfsterilisation nach DIN EN 868-8.

Hinweis: Eurobox Sterilisiercontainer sind in den Größen S, M und L erhältlich.  
Bitte wählen Sie die gewünschte Größe bei Ihrer Bestellung aus.

**Spezifikation:**

Art des Artikels: Sterilisierbehälter

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Farbe: silber

Passend für Sterilisator: E9 Next 18 Liter;E8 18 Liter;E10 18 Liter;E9 Next 22  
Liter;E8 22 Liter;E10 22 Liter

Material: Aluminium

Garantielaufzeit: 24 Monate