



## **EURONDA STERILISATIONSFOLIE-ROLLENWARE EUROSTERIL**

200 Meter, verschiedene Breiten

Artikelnummer: 200447

Hersteller: Euronda

**Preis: ab 18,77 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Eurosteril Sterilisationsverpackungen von Euronda sind als Rollenware in verschiedenen Breiten mit einer Länge von 200 Metern erhältlich. Es gibt die Folienrollen in flacher Ausführung oder mit Falte für sperriges Material. Die Rollen sind aus medizinischem Papier und Folie hergestellt und eignen sich zum Verpacken, Sterilisieren und Lagern von medizinischen Instrumenten. Optimale Dichtigkeit und Lagerfähigkeit wird durch die dreifache Seitenversiegelung gewährleistet. Die Verschweißung kann mit handelsüblichen Foliensiegelgeräten vorgenommen werden, die in einem Temperaturfenster zwischen 170 und 200°C arbeiten. Der Längenzuschnitt für die Versiegelung erfolgt individuell. Ein integrierter Kontrastanzeiger zeigt an, ob die Sterilisationsbehandlung mit Dampf

stattgefunden hat. Die Folienrolle entspricht der Norm EN 11607 und ist daher zur Validierung von Verpackungsprozessen bei der Aufbereitung von Medizinprodukten geeignet.

**Spezifikation:**

Art des Artikels: Klarsichtrolle