



EURONDA FOLIENSIEGELGERÄT EUROSEAL INFINITY

mit integriertem Rollenhalter

Artikelnummer: 200444

Hersteller: Euronda

UVP: 599,00 €

Preis: 498,97 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Das Euroseal Infinity Balkensiegelgerät von Euronda ist der Nachfolger des beliebten Euroseal 2001 Plus. Das robuste Folienschweißgerät hat bereits einen integrierten Rollenhalter und ist besonders wartungsarm, da es ohne Heizdraht und Teflonband auskommt. Das Balkensiegelgerät verschließt zuverlässig und schnell Sterilgutverpackungen und arbeitet dabei mit konstanter Temperatur. Dadurch sind zwischen den Siegelvorgängen keine Pausenzeiten zum Nachheizen einzuhalten und Sie sparen Arbeitszeit.

Der Rollenhalter bietet Platz für mehrere Sterilisationsfolienrollen nebeneinander, die so schnell einsatzbereit sind. Das Siegelgerät erzeugt normenkonforme Siegelnähte mit Schweißnähten mit 12 Millimetern Breite und

310 Millimetern Länge. Der konstante Anpressdruck garantiert stets einwandfreie Siegelnähte. Ein abgeschlossener Siegelvorgang wird über eine Kontrollleuchte sowie einen Piepton signalisiert.

Bei Bedarf kann die Schneideklinge leicht und schnell selbst ausgewechselt werden, Ihr Gerät ist so schnell wieder einsatzfähig und Sie sparen externen Aufwand. Das Euroseal Infinity trägt das Euronda Ecotec-Label, das für besondere Wirtschaftlichkeit steht. Das Gerät ist im Vergleich zu anderen Geräten seiner Klasse besonders sparsam und verbraucht bis zu 70 Prozent weniger Strom.

Spezifikation:

Art des Artikels: Balkensiegelgerät

Abmessungen Tx Bx H: 38,5 cm x 44,5 cm x 19,8 cm

Fachbereich: Veterinär;Tattoo;Podologie

Stromversorgung: 220-240 V

Leistung: 100 W

Farbe: weiß

Gewicht: 7,6 kg

Material: Edelstahl

Garantielaufzeit: 24 Monate

Validierbarkeit: nicht validierbar

Dokumentation: extern

Chargenfreigabe: extern

Wartungsintervall: 24 Monate

Siegelnahtbreite: 12 mm

Siegelnahtlänge: 31 cm