



MELAG FOLIENSCHWEIßGERÄT MELASEAL 100+

kompaktes Balken-Siegelgerät

Artikelnummer: 206930

Hersteller: Melag

UVP: 984,00 €

Preis: 712,38 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Das MELAseal 100+ von MELAG ist ein dauerbeheiztes Folienschweißgerät, das robust gebaut ist und aufgrund seiner kompakten Bauweise nur geringe Aufstellfläche benötigt. Die kurze Aufheizzeit von nur vier Minuten spart Zeit im Praxisalltag, Folien können außerdem ohne Pausenzeiten mit einer Siegelnahtbreite von zehn Millimetern gesiegelt werden.

Die Parameter Siegelzeit und Siegeltemperatur werden während der Versiegelung über die Elektronik des Folienschweißgeräts automatisch überwacht. Sollten bei dieser Überwachung die von Werk eingestellten Parameter nicht erfüllt werden, gibt das MELAG Folienschweißgerät ein akustisches sowie ein optisches Signal zur Warnung aus.

Der stufenlose Thermostat ermöglicht die Verwendung von Verpackungen verschiedenster Hersteller. Mit dem integrierten Schneidmesser können schon während des Siegelvorganges Beutel von einer Rolle flexibel auf die benötigte Länge zugeschnitten werden. Diese Besonderheiten des Folienschweißgeräts MELAseal 100+ von MELAG erleichtern die Arbeit und sorgen für reibungslose, optimierte Praxisabläufe. Verschiedene erhältliche Rollenhalter von MELAG ergänzen das Folienschweißgerät und passen es an Ihre individuellen Bedürfnisse an.

Hinweis: Dieses Folienschweißgerät ist nicht validierbar. Mit diesem Folienschweißgerät können keine Folien mit Seitenfalte versiegelt werden.

Spezifikation:

Art des Artikels: Balkensiegelgerät

Abmessungen Tx Bx H: 24 cm x 41,5 cm x 15 cm

Fachbereich: Veterinär;Tattoo;Podologie

Stromversorgung: 220-240 V

Leistung: 300 W

Farbe: silber

Gewicht: 5,4 kg

Material: Edelstahl

Garantielaufzeit: 12 Monate

Validierbarkeit: nicht validierbar

Dokumentation: extern

Chargenfreigabe: extern

Wartungsintervall: 24 Monate

Siegelnahtbreite: 10 mm

Siegelnahtlänge: 27,5 cm

Siegelzeit: 3 Sekunden