



MELAG HANDGRIFF (SCHWARZ) FÜR MELASEAL 100+/200

für Links- und Rechtshänder geeignet

Artikelnummer: 202636

Hersteller: Melag

Preis: 67,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der schwarze Handgriff von MELAG wird an den Geräten MELAseal 100+ und 200 genutzt, um durch Drücken nach unten die Schweißschiene bei der Versiegelung von Folien zu schließen. Der Griff kann bei Bedarf selbst ausgetauscht werden. Er kann links und rechts am Gerät eingesetzt werden und macht damit das Gerät bedienbar für Links- und Rechtshänder. Dies kann z.B. bei einem nötigen Wechsel für verschiedene Praxismitarbeiter von Vorteil sein, da das Gerät schnell umgerüstet werden kann und von beiden Seiten gleich komfortabel bedienbar ist.

Spezifikation:

Art des Artikels: Ersatzteil

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;O

Farbe: schwarz

Passend für Siegelgerät: MELAseal 100+;MELAseal 200

Material: Kunststoff