



MELAG KLINGENHALTER (SCHWARZ) FÜR MELASEAL 100+ / 200

Originalteil zum Selbstaustausch

Artikelnummer: 113621

Hersteller: Melag

Preis: 16,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der schwarze Klingenhalter ist ein Original-Ersatzteil des Herstellers MELAG für die Geräte MELAseal 100+ und 200. Ist Ihr Klingenhalter verschleißbedingt nicht mehr voll funktionsfähig, wirkt sich dies auf das Abschneiden der Folienverpackungen und auch auf Ihre Sicherheit bei der Arbeit aus. Mit diesem Ersatzteil können Sie selbst den Austausch des Klingenhalters vornehmen und Ihr Gerät so wieder optimal einsatzfähig machen.

Spezifikation:

Art des Artikels: Ersatzteil

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;O

Farbe: schwarz

Passend für Siegelgerät: MELAseal 100+;MELAseal 200

Material: Kunststoff