



MELAG ROLLENHALTER „DELUXE“ FÜR MELASEAL SIEGELGERÄT

platzsparender Rollenhalter mit Führungsrollen

Artikelnummer: 200134

Hersteller: Melag

UVP: 405,00 €

Preis: 362,89 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der Rollenhalter „Deluxe“ erweitert Ihr Siegelgerät MELAseal von MELAG. Er wird am Siegelgerät angebracht und ermöglicht auf einer Arbeitsbreite von 27,3 Zentimetern die platzsparende Befestigung von Folienrollen über dem Gerät. Die Abstandsscheiben sorgen für sicheren Halt der Rollen und die Kunststoffseitenteile entsprechen dem vorherrschenden Design der Siegelgeräte MELAseal 100+ und 200, was zusätzlich zur Ästhetik in der Praxis beiträgt. Die integrierte Vorschubeinrichtung ermöglicht über ein Handrad das komfortable Vorschieben von Rollen. Der Rollenhalter erleichtert die tägliche Arbeit mit dem Siegelgerät und spart Zeit im Arbeitsablauf.

Spezifikation:

Steri-Tech GmbH Sterilisatoren und Desinfektoren Vertrieb
Max-Berk-Str. 3
69226 Nussloch
Deutschland

Telefon: 06224 98960 90
Telefax: 06224 98960 99
www.steri-shop.de
info@steri-shop.de

Art des Artikels: Rollenhalter

Abmessungen Tx Bx H: 9,3 cm x 41,5 cm x 41,7 cm

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;O

Farbe: weiß

Passend für Siegelgerät: MELAseal 100+;MELAseal 200

Material: Kunststoff;Edelstahl