



HAWO BALKENSIEGELGERÄT HD 480 WSI-V VALIPAK TOUCH

validierbar, mit Touch-Display

Artikelnummer: 201601

Hersteller: hawo

UVP: 1.990,00 €

Preis: 1.701,96 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Das hd 480 WSI-V ValiPak TOUCH ist das erste validierbare und dauerbeheizte Siegel- oder Einschweißgerät mit leicht bedienbarem Touch-Display von HAWO. Es wird für das Verschließen von siegelbaren Beuteln und Schläuchen (Sterilbarrieresysteme gemäß EN ISO 11607-1) genutzt und erfüllt bei der Nutzung alle Anforderungen der aktuellen KRINKO-BfArM-Empfehlung (RKI-Empfehlung) und sogar die Vorgaben der DGSV-Leitlinie (Revision 2015). Der gesamte Prozess ist voll validierbar. Das 4,3 Zoll große Touchdisplay ist einfach zu bedienen und zeigt jegliche Status- und Abweichungsmeldungen an. Dadurch wird eine sichere Funktionsbeurteilung sowie eine einfache Überwachung von

Prozessparametern wie Siegelzeit, Temperatur und Druck ermöglicht. Aber auch auf Alarmmeldungen bei Abweichung von vorgegebenen Prozessparametern kann schnell reagiert werden. Der Touchscreen führt Sie ebenfalls über die geräteintegrierte Funktion ValiUp Schritt für Schritt durch die Funktionsbeurteilung im Rahmen der Erstvalidierung. Die Dateneingabe erfolgt über die Bedien-App „AppCtrl“ von HAWO und ermöglicht eine einfache Bedienung der Geräte- und Programmfunktionen.

Das kompakt gebaute, edelstahl-verkleidete Gerät ist für Arzt- und Zahnarztpraxen sowie Kliniken geeignet und kann mit Verpackungen nach ISO 11607-1/EN 868-5 (med. Papier/Folie) genutzt werden. Der integrierte Rollenhalter sowie die ebenfalls integrierte Abschneideeinrichtung machen die Arbeit mit dem ValiPak TOUCH besonders komfortabel.

Das Balkensiegelgerät verfügt über PC-Schnittstellen zur Anbindung an die HAWO Dokumentationssoftware ProDoc und andere Praxis-Softwaresysteme. Außerdem können über vier USB-Schnittstellen beispielsweise der ValiScan Barcodescanner oder der ValiPrint Etikettendrucker angeschlossen werden. Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die ordnungsgemäße Aufstellung und Einweisung durch geschultes Fachhandelspersonal für eine Validierung erforderlich sind. Sofern Sie eine Validierung des Geräts benötigen, ist somit die Inbetriebnahme unerlässlich.

Spezifikation:

Art des Artikels: Balkensiegelgerät

Abmessungen Tx Bx H: 36 x 42 x 22 cm

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Stromversorgung: 100-230 V;50/60Hz

Leistung: 100 W

Farbe: Edelstahl

Gewicht: 6,6 kg

Material: Edelstahl

Garantielaufzeit: 12 Monate

Validierbarkeit: Validierbar

Verbindung: RS 232;USB;Netzwerkkabel

Dokumentation: integriert

Chargenfreigabe: extern

Wartungsintervall: 12 Monate

MDR konform: Ja

Siegelnahtbreite: 10 mm

Siegelnahtlänge: 25 cm

Siegelzeit: 3-6 Sekunden