



HUPFER ROLLENHALTER MIT SCHNEIDVORRICHTUNG

für Lagerung und bedarfsgerechten Zuschnitt von Sterilgutverpackungen

Artikelnummer: 207984

Hersteller: Hupfer

Preis: ab 644,49 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Dieser Rollenhalter von Hupfer ist stabil, selbsttragend und hygienisch, da er komplett aus hochwertigem Edelstahl gefertigt ist. Er kann entweder an Wandhakenschienen oder einem Paktisch aufgehängt oder mit den serienmäßigen Gummifüßen auf einer ebenen Fläche aufgestellt werden. Der Rollenhalter besteht aus einer Kombination von Edelstahlblech und -rohr, die eine einfache Einstellung und problemloses Abrollen von Folienrollen ermöglicht. An der Vorderseite befindet sich eine praktische Schneidvorrichtung in Form eines manuell bedienbaren Rollmessers. Durch die speziell geformten Seitenbleche werden die eingesetzten Folienrollen stets in einer Position gehalten, die einen problemlosen Zuschnitt über die gesamte Breite der Rolle ermöglicht. Dieser hochwertige Rollenhalter gewährleistet nicht nur eine

optimale Funktionalität, sondern erfüllt auch höchste Hygienestandards. Mit seiner robusten Bauweise und dem hochwertigen Edelstahlmaterial ist er eine langlebige Lösung für den professionellen Einsatz.

Spezifikation:

Art des Artikels: Rollenhalter

Material: Edelstahl