



INSTRUMENTENSCHUTZKAPPEN 3,2 MM X 25,4 MM, 100 STÜCK

zum Einmalgebrauch, rot, gelocht

Artikelnummer: 201044

Hersteller-EAN: 4047389300099

Hersteller: Key Surgical

Preis: 16,60 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Schutzkappen werden bei der Aufbereitung verwendet, um hochwertige Instrumente vor Schäden zu bewahren und das Praxispersonal vor Stich- und Schnittverletzungen durch spitzes Instrumentarium zu schützen. Außerdem werden die Kosten der Wiederaufbereitung minimiert, da die Sterilgutverpackung vor Rissen und Punktierungen geschützt wird und dadurch ein optimaler Aufbereitungszyklus möglich ist.

Die gelochten Instrumentenschutzhüllen bestehen aus rotem Vinyl, haben einen Durchmesser von 3,2 Millimetern und eine Höhe von 25,4 Millimetern.

Eine Verpackungseinheit enthält 100 Instrumentenschutzhüllen.

Key Surgical hat noch weitere Varianten dieses Produkts im Sortiment. Eine

Übersicht finden Sie unter "Downloads & Datenblätter". Lassen Sie uns wissen, welche Artikel für Sie interessant sind. Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Spezifikation:

Art des Artikels: Instrumentenschutzkappe

Abmessungen Tx Bx H: 0,32 cm x 2,54 cm

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Farbe: rot

Material: Vinyl