




KABELBINDER AUS SILIKON

zum Bündeln von Instrumenten, erhältlich in verschiedenen Farben

Artikelnummer: 202779

Hersteller: Key Surgical

Preis: 61,31 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Kabelbinder werden zur Bündelung von Instrumenten für die Aufbereitung genutzt. Außerdem können damit Siebkorbschilder befestigt werden und Instrumente, Sets und Siebkörbe können schnell visuell identifiziert werden. Durch das Silikon werden Instrumente optimal fixiert und trotzdem geschont. Die Kabelbinder sind hitzebeständig bis 134° C.

Spezifikation:

Art des Artikels: Kabelbinder

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;O

Material: Silikon