



MEDI PACK INDIKATORKLEBEBAND

19 mm x 50 m, selbstklebend

Artikelnummer: 207074

Hersteller: Medi Pack

Preis: 4,37 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Das Indikatorband von Medi Pack kommt beim Dampfsterilisieren zum Einsatz. Es zeigt den Prozess der Sterilisation an und beurteilt deren Erfolg. Sie können das Ergebnis einfach durch die sich verfärbende Tinte des Klebebandes ablesen. Das Indikatorband von Medi Pack eignet sich zum Verschließen von sterilen Verpackungen. Es kann mit einem nicht wasserlöslichen Stift beschriftet werden.

Das Indikatorband ist bleifrei eignet sich für eine Zeit von bis zu 15 Minuten bei 121°C und bis zu 3,5 Minuten bei 134°C.

Spezifikation:

Steri-Tech GmbH Sterilisatoren und Desinfektoren Vertrieb
Max-Berk-Str. 3
69226 Nussloch
Deutschland

Telefon: 06224 98960 90
Telefax: 06224 98960 99
www.steri-shop.de
info@steri-shop.de

Art des Artikels: Klebeband