



MELAG DRUCKSCHIENE FÜR MELASEAL 100 / 100+ / 101 MIT RAND U-PROFIL

Originalteil zum Selbstaustausch

Artikelnummer: 110449

Hersteller: Melag

Preis: 74,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Diese Druckschiene ist ein Original-Ersatzteil des Herstellers MELAG für die Geräte MELAseal 100, 100+ und 101. Ist ihre Druckschiene nicht mehr voll funktionsfähig, kann sich dies negativ auf das Siegelergebnis und somit letztendlich auf die Patientensicherheit auswirken. Mit diesem Ersatzteil können Sie selbst den Austausch der Druckschiene vornehmen und Ihr Gerät wieder optimal einsatzfähig machen.

Spezifikation:

Art des Artikels: Ersatzteil

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Farbe: kupfer

Passend für Siegelgerät: MELAseal 100;MELAseal 100+;MELAseal 101