



MELAG DURCHLAUF-SIEGELGERÄT MELASEAL PRO

validierbares Durchlauf-Siegelgerät

Artikelnummer: 200136

Hersteller: Melag

UVP: 2.803,00 €

Preis: 2.308,35 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Das MELAseal Pro ist ein validierbares Folienschweißgerät von MELAG nach EN ISO 11607-2. Als Durchlaufsiegelgerät ist es speziell für Praxen konzipiert, die in kurzer Zeit große Mengen von Verpackungen versiegeln müssen. Es ist nach nur 120 Sekunden einsatzbereit und versiegelt Ihre Verpackungen mit einer effizienten Durchlaufgeschwindigkeit von acht Metern pro Minute. Die segmentierte, 14 Millimeter breite Siegelnaht des Folienschweißgerätes garantiert sowohl höchste Sicherheit bei der Instrumentenlagerung als auch besonderen Komfort beim Öffnen der Folienverpackung.

Das Folienschweißgerät MELAseal Pro überwacht während des Siegelvorgangs selbstständig die Siegeltemperatur, den Anpressdruck und die

Durchlaufgeschwindigkeit und bietet Ihnen dadurch höchste Sicherheit. Die so erfassten Daten können ausgedruckt oder elektronisch aktiviert werden, die serielle Schnittstelle ermöglicht die Anbindung an einen Drucker (bspw. MELAG MELAprint 44), einen MELAflash CF-Card-Printer oder einen PC.

Das große LCD-Display des Folienschweißgerätes ist über die vier Softkeys leicht und intuitiv bedienbar. Verschiedene erhältliche Rollenhalter für die Befestigung am MELAG Folienschweißgerät oder an der Wand ergänzen das Siegelgerät und passen es an Ihre individuellen Bedürfnisse an. Bei Verwendung von schweren Kassetten oder langen Instrumenten kann mit Hilfe der optionalen Arbeitstische die Bedienung des Folienschweißgerätes zusätzlich erleichtert werden.

Hinweise:- Eine interne Dokumentation ist nicht verbaut und muss zusätzlich erworben werden. Über die Bestelloptionen können Sie Ihr Folienschweißgerät individuell personalisieren, damit es Ihre Bedürfnisse optimal erfüllt.- Der Gewährleistungszeitraum des Herstellers beginnt erst mit der dokumentierten Aufstellung und Einweisung durch geschultes Fachpersonal bzw. den MELAG-Kundendienst.

Spezifikation:

Art des Artikels: Durchlaufsiegelgerät

Abmessungen Tx Bx H: 29,5 cm x 46 cm x 15,5 cm

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Stromversorgung: 220-240 V

Leistung: 365 W

Farbe: silber

Gewicht: 11,4 kg

Material: Edelstahl

Garantielaufzeit: 12 Monate

Validierbarkeit: Validierbar

Verbindung: USB

Chargenfreigabe: extern

Wartungsintervall: 24 Monate

Siegelnahtbreite: 14 mm

Siegelnahtlänge: Unbegrenzt

Durchlaufgeschwindigkeit: 8,5 m / min