



MELAG MESSERGRIFF (SCHWARZ) FÜR MELASEAL 100+ / 200 SCHWARZ

Originalteil zum Selbstaustausch

Artikelnummer: 113615

Hersteller: Melag

Preis: 16,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der schwarze Messergriff ist ein Original-Ersatzteil des Herstellers MELAG für die Geräte MELAseal 100+ und 200. Ist Ihr Messergriff verschleißbedingt nicht mehr voll funktionsfähig, wirkt sich dies auf das Abschneiden Ihrer Folienverpackungen aus. Dies erschwert Ihnen die Arbeit und beeinflusst auch die Siegelergebnisse. Mit diesem Ersatzteil können Sie selbst den Austausch des Messergriffes vornehmen und Ihr Gerät so wieder optimal einsatzfähig machen.

Spezifikation:

Art des Artikels: Ersatzteil

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Farbe: schwarz

Passend für Siegelgerät: MELAseal 100+;MELAseal 200

Material: Kunststoff