



MELAG PAPIERFILTER FÜR MELASTORE-BOX, 100 STÜCK

Einmal-Papierfilter für Sterilisierbehälter

Artikelnummer: 200206

Hersteller: Melag

UVP: 27,00 €

Preis: 24,87 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die MELAstore-Papierfilter sind kompatibel mit den MELAstore-Boxen 100 und 200 von MELAG. Der Einmal-Papierfilter wird in die Box eingelegt, um das Sterilgut optimal zu schützen und eine sichere Lagerung zu gewährleisten. Der Filter im Deckel muss nach jedem Sterilisationszyklus ausgetauscht werden. Alternativ gibt es von MELAG auch einen Dauerfilter für die MELAstore-Boxen (Art.-Nr. 200205).

Spezifikation:

Art des Artikels: Filter

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;O

Farbe: weiß

Material: Papier