



MELAG ROLLENHALTER „KOMFORT“ FÜR MELASEAL SIEGELGERÄT

platzsparende Aufbewahrung für Folienrollen

Artikelnummer: 200133

Hersteller: Melag

UVP: 154,00 €

Preis: 138,20 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der Rollenhalter „komfort“ erweitert Ihr Siegelgerät MELAseal von MELAG. Er wird am Siegelgerät angebracht und ermöglicht auf einer Arbeitsbreite von 31 Zentimetern die platzsparende Befestigung von Folienrollen. Zwei Abstandsscheiben sorgen für sicheren Halt der Rollen und die Kunststoffseitenteile entsprechen dem vorherrschenden Design der Siegelgeräte MELAseal 100+ und 200, was zusätzlich zur Ästhetik in der Praxis beiträgt. Der Rollenhalter erleichtert die tägliche Arbeit mit dem Siegelgerät und spart Zeit im Arbeitsablauf.

Spezifikation:

Art des Artikels: Rollenhalter

Abmessungen Tx Bx H: 4 cm x 41,5 cm x 41,7 cm

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Farbe: weiß

Passend für Siegelgerät: MELAseal 100+;MELAseal 200

Material: Kunststoff;Edelstahl