




MELAG ROLLENHALTER „STANDARD“ FÜR MELASEAL SIEGELGERÄT

zum einfachen Folienaustausch

Artikelnummer: 200132

Hersteller: Melag

UVP: 98,00 €

Preis: 87,80 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der Rollenhalter „standard“ erweitert Ihr Siegelgerät MELAseal von MELAG. Er wird direkt hinter das Siegelgerät gestellt und ermöglicht auf einer nutzbaren Arbeitsbreite von 27,5 Zentimetern den einfachen, schnellen Austausch von Folienrollen. Dies erleichtert die tägliche Arbeit mit dem Siegelgerät und spart Zeit im Arbeitsablauf.

Spezifikation:

Art des Artikels: Rollenhalter

Abmessungen Tx Bx H: 22,2 cm x 35,6 cm x 7,8 cm

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Farbe: silber

Passend für Siegelgerät: MELAseal 100+;MELAseal 200

Material: Kunststoff;Edelstahl