



MELAG STANDFUß FÜR ROLLENHALTER MELASEAL PRO

zur Verwendung auf der Arbeitsplatte

Artikelnummer: 200140

Hersteller: Melag

UVP: 34,00 €

Preis: 31,54 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der Wand-Rollenhalter von MELAG erleichtert die Arbeit mit dem Durchlaufsiegelgerät MELAseal Pro. Der Rollenhalter mit 42 Zentimetern Nutzbreite kann an der Wand montiert werden, mit diesem Standfuß aber auch auf die Arbeitsplatte gestellt werden und mit mehreren Rollen verschiedener Größen zur selben Zeit beladen werden. Die integrierte Abschneidevorrichtung erleichtert die Zuschneidung der Folien für die Versiegelung und macht somit die Arbeit angenehmer.

Spezifikation:

Art des Artikels: Rollenhalter

Abmessungen Tx Bx H: 17,1 cm x 41,7 cm x 6 cm

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Passend für Siegelgerät: MELAseal Pro

Material: Edelstahl