



MELAG STERILISIERBEHÄLTER MELASTORE-BOX 200

passend für MELAstore-Tray 200

Artikelnummer: 200204

Hersteller: Melag

UVP: 281,00 €

Preis: 245,88 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die MELAstore-Box 200 von MELAG bietet Platz für ein MELAstore-Tray 200. Dieses kann nach dem Reinigen und Desinfizieren in die MELAstore-Box gelegt werden und unmittelbar sterilisiert werden. Danach sind die Trays in den Boxen steril lagerbar. Die Sterilcontainer nach DIN 58953-9 können wahlweise mit Papier- oder Dauerfiltern ausgestattet werden. Durch die Verwendung von MELAstore-Boxen sparen Sie im Vergleich zum Verpacken von Einzelinstrumenten Zeit, Verbrauchsmaterial und Geld im Arbeitsalltag. Sie verbessern Ihren Praxis-Workflow und schützen Ihr Praxisteam und die Instrumente.

Spezifikation:

Steri-Tech GmbH Sterilisatoren und Desinfektoren Vertrieb
Max-Berk-Str. 3
69226 Nussloch
Deutschland

Telefon: 06224 98960 90
Telefax: 06224 98960 99
www.steri-shop.de
info@steri-shop.de

Art des Artikels: Sterilisierbehälter

Abmessungen Tx Bx H: 31,2 cm x 19 cm x 6,5 cm

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Farbe: silber

Passend für Sterilisator: Vacuklav 24 B+;Vacuklav 24 BL+;Vacuklav 23 B+;Vacuklav 30 B+;Vacuklav 31 B+;Vacuklav 43 B+;Vacuklav 44 B+;Vacuklav 40 B+;Vacuklav 41 B+

Gewicht: 0,957 kg

Material: Aluminium

Garantielaufzeit: 12 Monate