



MELAG VALIDIERBARES FOLIENSCHWEIßGERÄT MELASEAL 200 AKTIONSPAKET

inkl. Rollenhalter „komfort“ und USB-Stick

Artikelnummer: 202629

Hersteller: Melag

UVP: 1.778,00 €

Preis: 1.390,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Das MELaseal 200 von MELAG ist ein validierbares Balken-Siegelgerät nach den normativen Anforderungen nach EN ISO 11607-2. Bei Bedienung und Dokumentation setzt das Folienschweißgerät neue Maßstäbe; nach der kurzen Aufheizzeit von 90 Sekunden ist es einsatzbereit und Folien können in gerade mal drei Sekunden ohne Pause hintereinander gesiegelt werden. Das kompakte Gerätedesign sorgt für geringe Aufstellfläche und die integrierte Abschneidefunktion für Folien erleichtert die tägliche Arbeit. Eco- und Standby-Funktion sorgen für sparsamen, kostenreduzierenden Betrieb.

Über das große Display des Folienschweißgeräts von MELAG mit vier Softkeys kann die Seal Check Funktion, die Bedienerverwaltung und der Wartungszähler intuitiv bedient werden. Die direkte PC-Anbindung des Siegelgeräts ermöglicht die leichte Protokollierung des Siegelprozesses und erhöht so die Sicherheit für Praxis und Patient. Das Folienschweißgerät von MELAG bietet zwei USB-Schnittstellen zur Datenübertragung, ein USB-Stick ist bereits im Verpackungsinhalt inbegriffen. Der ebenfalls enthaltene Rollenhalter "komfort" von MELAG spart Platz und erleichtert die Arbeit mit dem Siegelgerät im Praxisalltag.

Hinweis: Mit diesem Folienschweißgeräte können keine Folien mit Seitenfalte versiegelt werden.

Spezifikation:

Art des Artikels: Balkensiegelgerät;Sparpaket

Abmessungen Tx Bx H: 24 cm x 41,5 cm x 15 cm

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;O

Stromversorgung: 220-240 V

Leistung: 300 W

Farbe: silber

Gewicht: 5,4 kg

Material: Edelstahl

Garantielaufzeit: 12 Monate

Validierbarkeit: Validierbar

Verbindung: USB

Dokumentation: integriert

Chargenfreigabe: extern

Wartungsintervall: 24 Monate

Siegelnahtbreite: 10 mm

Siegelnahtlänge: 27,5 cm

Siegelzeit: 3 Sekunden