



SIEBKORBANHÄNGER GRÜN MIT AUFDRUCK, 250 STÜCK

mit verschiedenen Aufdrucken

Artikelnummer: 206269

Hersteller: Key Surgical

Preis: ab 37,64 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die Siebkorbanhänger erleichtern die Organisation innerhalb von Praxen, da sie zur Farbmarkierung von Siebkörben und Container sowie zur Kommunikation zwischen Abteilungen genutzt werden können. Das bis 134°C hitzebeständige und desinfektionsbeständige Material erlaubt eine Nutzung während dem gesamten Aufbereitungsprozess. Die Anhänger werden jeweils einmal verwendet. Die vielen verfügbaren Aufdrucke ermöglichen eine sinnvolle und passgenaue Auswahl von Anhängern für Ihre Nutzungsbereich.

Spezifikation:

Art des Artikels: Kennzeichnungsschild

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;O

Farbe: grün

Material: Kunststoff