



FLACHBEUTEL FÜR HEIßLUFTSTERILISATION / 12 CM X 20 CM, 500 STÜCK

verwendbar bis 180°C

Artikelnummer: 201050

Hersteller-EAN: 4047389362110

Hersteller: Key Surgical

Preis: 132,28 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Diese Flachbeutel sind zur Heißluftsterilisation geeignet. Die transparente Folie hat eine Materialstärke von 0,03 Millimetern und schützt Ihr Instrumentarium zuverlässig während der Sterilisation und Lagerung. Die Folie aus Polyamid ist nur für den Gebrauch in Heißluftsterilisatoren geeignet und bis zu einer Temperatur von 180° C verwendbar. Die Folienstärke beträgt 0,036 mm.

Spezifikation:

Art des Artikels: Klarsichtbeutel

Abmessungen Tx Bx H: 12 cm x 20 cm

Fachbereich: Veterinär;Tattoo;Podologie

Farbe: farblos

Material: medizinisches Papier;Polyester/Polypropylenkunststoff

Folienbreite: 12 cm

Selbstklebend: Nein