



INSTRUMENTENSCHUTZKAPPE GELOCHT, 100 STÜCK, 19 MM X 1,6 MM

weiß transluzent, zum Einmalgebrauch

Artikelnummer: 202677

Hersteller: Key Surgical

Preis: 22,25 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Schutzkappen werden bei der Aufbereitung verwendet, um hochwertige Instrumente vor Schäden zu bewahren und das Praxispersonal vor Stich- und Schnittverletzungen durch spitzes Instrumentarium zu schützen. Außerdem werden die Kosten der Wiederaufbereitung minimiert, da die Sterilgutverpackung vor Rissen und Punktierungen geschützt wird und dadurch ein optimaler Aufbereitungszyklus möglich ist.

Die gelochten Instrumentenschutzhüllen bestehen aus weißem transluzentem Vinyl, haben einen Durchmesser von 1,6 Millimetern und eine Höhe von 19 Millimetern. Die Hüllen sind für die Sterilisation mit Dampf und Ethylenoxid geeignet. Eine Verpackungseinheit enthält 100 Instrumentenschutzhüllen. Key Surgical hat noch weitere Varianten dieses Produkts im Sortiment. Eine

Übersicht finden Sie unter "Downloads & Datenblätter". Lassen Sie uns wissen, welche Artikel für Sie interessant sind. Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Spezifikation:

Art des Artikels: Instrumentenschutzhülle

Abmessungen Tx Bx H: Ø 1,6 mm x 19 mm

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Farbe: weiß transluzent

Material: Vinyl