



## **KLARSICHT-SCHLAUCHFOLIE FÜR HEIßLUFTSTERILISATION 100M**

Rollenbreite wählbar

Artikelnummer: 201015  
Hersteller: Key Surgical

**Preis: ab 21,32 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Die Schlauchfolie ist zur Heißluftsterilisation geeignet. Die transparente Folie hat eine Materialstärke von 0,03 Millimetern und schützt Ihr Instrumentarium zuverlässig während der Sterilisation und Lagerung. Die Folie aus Polyamid ist nur für den Gebrauch in Heißluftsterilisatoren geeignet und bis zu einer Temperatur von 180° C verwendbar. Eine Folienrolle ist jeweils 100 Meter lang. Hinweis: Diese Folie kann nicht verschweißt werden.

### **Spezifikation:**

Art des Artikels: Klarsichtrolle

Fachbereich: Veterinär;Tattoo;Podologie

Farbe: farblos

Material: medizinisches Papier;Polyester/Polypropylenkunststoff

Selbstklebend: Nein