



PRÄZISIONSSCHUTZKAPPE GELOCHT AUS TPE

verschiedene Größen, zum Einmalgebrauch

Artikelnummer: 202017

Hersteller: Key Surgical

Preis: ab 16,60 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Schutzkappen werden bei der Aufbereitung verwendet, um hochwertige Instrumente vor Schäden zu bewahren und das Praxispersonal vor Stich- und Schnittverletzungen durch spitzes Instrumentarium zu schützen. Außerdem werden die Kosten der Wiederaufbereitung minimiert, da die Sterilgutverpackung vor Rissen und Punktierungen geschützt wird und dadurch ein optimaler Aufbereitungszyklus möglich ist.

Die flachen Instrumentenschutzhüllen bestehen aus TPE (thermoplastische Elastomere). Das Material klebt nicht an den Instrumenten fest und ist für die Dampfsterilisation geeignet. Die Instrumentenschutzhüllen sind gelocht und haben innenliegende Noppen.

Spezifikation:

Art des Artikels: Instrumentenschutzkappe

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Farbe: farblos

Material: TPE