



TRAYLINERS AUS KREPP

saugfähig, 80 g/m² Materialstärke

Artikelnummer: 206268

Hersteller: Key Surgical

Preis: ab 62,51 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die Trayliners aus Krepp absorbieren Kondenswasser und reduzieren so das Auftreten von Nassverpackungen. Die Trayliners können im oder unter dem Tray verwendet werden und schützen Instrumentarium vor scharfen Ecken der Körbe. Die Trayliners sind geeignet für die Sterilisation mit Dampf, für den Einmalgebrauch konzipiert und in verschiedenen Größen erhältlich.

Spezifikation:

Art des Artikels: Zubehör

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Farbe: weiß