



UNIVERSAL-VERSCHLUSSSIEGEL MIT INDIKATOR

zum Verschließen von Sterilisationscontainern

Artikelnummer: 202721

Hersteller: Key Surgical

Preis: ab 81,27 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die Verschlussiegel aus Plastik werden zum Verschließen von Sterilcontainern genutzt. Die Einmal-Verschlussiegel sind bis 134° C verwendbar. Der integrierte Dampfndikator zeigt eine erfolgreiche Sterilisation an.

Spezifikation:

Art des Artikels: Plombe

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Material: Kunststoff