



ENTSORGUNGSBEHÄLTER AUS POLYPROPYLEN

flüssigkeitsdicht und RDG-tauglich

Artikelnummer: 203042

Hersteller: Key Surgical

Preis: ab 3,97 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die Entsorgungsbehälter mit Deckel werden zur sicheren Entsorgung im medizinischen Arbeitsablauf verwendet. Die robusten Behälter aus Polypropylen sind RDG-gesamt geeignet bis 60°C. Die transparenten Behälter sind mit dem Deckel allseitig sicher zu verschließen und komplett flüssigkeitsdicht. Ab einer gewissen Größe verfügen die Behälter über Tragegriffe. Bei manchen Artikeln ist ein Abtropfeinsatz enthalten. Bitte beachten Sie dazu die jeweilige Produktbeschreibung der Variante.

Spezifikation:

Art des Artikels: Korb/Behälter

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;O

Farbe: transparent

Material: Polypropylen