



EURONDA ALUMINIUM-MINI-TRAY, BODEN UNGELOCHT, SILBER

Tablett für das Sterilisieren von Instrumenten

Artikelnummer: 200438.00004

Name der Variante: silber

Hersteller: Euronda

UVP: 11,80 €

Preis: 9,44 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Das silberne Aluminium-Tablett ist für die Nutzung mit EURONDA Autoklaven vorgesehen. Das Tray nimmt Instrumente auf, um diese während der Reinigung sicher aufzubewahren und hat eine Größe von 18 x 14 Zentimetern. Das Tablett lässt sich leicht mit einem Flächendesinfektionsmittel reinigen und ist im Autoklaven bei 134° C sterilisierbar.

Hinweis: Das Tray ist in weiteren Farben erhältlich.

Spezifikation:

Art des Artikels: Zubehör

Abmessungen Tx Bx H: 18 cm x 14 cm

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;O

Farbe: silber

Passend für Sterilisator: E9 Next 18 Liter;E8 18 Liter;E10 18 Liter;E9 Next 22 Liter;E8 22 Liter;E10 22 Liter;EXL

Material: Edelstahl

Garantielaufzeit: 24 Monate