



EURONDA E-CART AUTOKLAVENTROLLEY EXL

mit ausziehbarer Ablage

Artikelnummer: 200601

Hersteller: Euronda

UVP: 1.250,00 €

Preis: 1.093,75 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der Autoklaventrolley E-Cart von EURONDA ist die perfekte Ergänzung zu Ihrem Autoklaven EXL, kann jedoch auch für andere Autoklaven verwendet werden. Der Trolley schafft mehr Flexibilität und Platz im Aufbereitungsraum und vereint viele nützliche Funktionen, die die Aufbereitung komfortabler machen. Der E-Cart ist tiefer als eine Standardarbeitszeile und bietet damit auch großen Geräten ausreichend Platz. Die Ablage lässt sich je nach Bedarf ausziehen und bietet so weitere Arbeitsfläche, falls diese benötigt wird.

Der Stauraum des E-Cart wird vertikal geteilt, was die Möglichkeit eröffnet, im hinteren Teil Wasseraufbereitung oder Frisch- und Abwasserkanister unterzubringen. Die Fachböden vorne sind höhenverstellbar und schaffen Platz

für Zubehör wie Sterilisationsrollen, Dokumentationsbögen oder Testsysteme. Die robusten Rollen tragen ebenfalls dazu bei, dass die Nutzung komfortabel und angenehm den Alltag erleichtert. Zuverlässige Feststellbremsen sorgen für sicheren Stand beim Arbeiten.

Spezifikation:

Art des Artikels: Belade-/ Transportwagen

Abmessungen Tx Bx H: 87 cm x 51 cm x 81 cm

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Farbe: weiß

Passend für Sterilisator: E9 Next 18 Liter;E8 18 Liter;E10 18 Liter;E9 Next 22 Liter;E8 22 Liter;E10 22 Liter;EXL

Gewicht: 52 kg

Material: Edelstahl

Garantielaufzeit: 24 Monate