



EURONDA PRINT SET 1 THERMOPAPIERDRUCKER INTERN

für EURONDA Autoklaven E8, E9 Next und E10

Artikelnummer: 200503

Hersteller: Euronda

UVP: 319,00 €

Preis: 265,73 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der interne Thermopapierdrucker von EURONDA kann einfach und schnell in die Autoklaven E8, E9 Next und E10 eingebaut werden. Er dokumentiert den aktuellen Sterilisationszyklus, dieser kann anschließend ausgedruckt und zur Dokumentation archiviert werden. Folgende Daten können festgehalten werden: • Spezifikationen Autoklav • Name der Praxis/Einrichtung/Abteilung • Startzeit des Zyklus • Ausgewähltes Sterilisationsprogramm • Gesamtanzahl der Sterilisationszyklen • Dauer, Temperatur und Druck der Sterilisierphasen • Endzeit des Zyklus • Ergebnis der Sterilisation • Anwendername

Spezifikation:

Art des Artikels: Drucker

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Farbe: weiß

Passend für Sterilisator: E9 Next 18 Liter;E8 18 Liter;E10 18 Liter;E9 Next 22
Liter;E8 22 Liter;E10 22 Liter

Material: Kunststoff

Garantielaufzeit: 24 Monate