



EURONDA PRINT SET 3 ETIKETTENDRUCKER EXTERN

für Euronda Autoklaven E9 Next und E10

Artikelnummer: 200505

Hersteller: Euronda

UVP: 699,00 €

Preis: 611,63 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der externe Etikettendrucker von EURONDA kann einfach und schnell per Kabel an die Autoklaven E9 Next und E10 angeschlossen werden. Der Drucker erzeugt Klebeetiketten der Sterilgutcharge nach der Sterilisation und, je nach Einstellung, auch Barcode-Etiketten. Die Einstellungen können bequem über das Touch-Display gemacht werden. Auf dem Ausdruck sind alle wichtigen Informationen zur Dokumentation festgehalten. Dieser externe Etikettendrucker wird speziell empfohlen, wenn häufig viele Etiketten gedruckt werden müssen, da er besonders leistungsfähig ist und Rollen mit mehr Etiketten verarbeiten kann.

Spezifikation:

Steri-Tech GmbH Sterilisatoren und Desinfektoren Vertrieb
Max-Berk-Str. 3
69226 Nussloch
Deutschland

Telefon: 06224 98960 90
Telefax: 06224 98960 99
www.steri-shop.de
info@steri-shop.de

Art des Artikels: Drucker

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Farbe: weiß

Passend für Sterilisator: E9 Next 18 Liter;E10 18 Liter;E9 Next 22 Liter;E10 22 Liter

Material: Kunststoff

Garantielaufzeit: 24 Monate

Verbindung: Netzwerkkabel