



MELAG DAMPFGROßSTERILISATOR CLINICLAVE 45 GESAMTPAKET - FRÜHJAHRESAKTION

inkl. Unterschrank, MELAdem 56 und CF-Card, 1StE, 105L, DRYtelligence®

Artikelnummer: 202612

Hersteller: Melag

Preis: Auf Anfrage

Beschreibung:

Im Rahmen unserer Frühjahresaktion erhalten Sie beim Kauf eines Cliniclave 45 die Wasseraufbereitungsanlage MELAdem 56 im Wert von 2.277€ geschenkt. Das Angebot ist gültig bis einschließlich 30.06.2024. Bitte kontaktieren Sie uns bei Interesse. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme! Mit einer Beladungsmenge von bis zu 40 Kilogramm unverpackten, 35 Kilogramm verpackten Instrumenten sowie bis zu 7 Kilogramm Textilien bietet der Cliniclave 45 erheblich mehr Leistungsstärke als die meisten vergleichbaren Groß-Autoklaven. Die zylindrische Sterilisationskammer bietet in Verbindung mit speziell gestalteten Einsatzgestellen optimale Lösungen für alle Einsatzbereiche. Besonders schnelle Betriebszeiten, hohe Beladungskapazität

und zuverlässige Sterilisiersicherheit sind die wichtigsten Anforderungen für einen Groß-Autoklav für Praxis und Klinik.

Im Gesamtpaket enthalten:- 1 x Cliniclave 45 - 1 x Unterschrank mit

leichtlaufenden Rollen- 1 x Meladem 56 zur Wasseraufbereitung

Durch die im Cliniclave 45 zum Einsatz kommende patentierte Technologie einer doppelwandigen Sterilisierkammer und die dadurch möglichen schnellen Betriebszeiten wird der Cliniclave 45 zum entscheidenden Baustein der Instrumenten-Aufbereitung. Dieser Autoklav erfüllt die EN 285 und der EN 1717.

Die Be- und Entladung des Groß-Autoklaven wird durch die im Lieferumfang enthaltene Gleitschiene Standard sehr einfach gestaltet. Mit dem zusätzlich erhältlichen Beladewagen wird Ihr Aufbereitungsprozess sogar noch ergonomischer.

Dank des extra großen Colour Touch Display sind Sie jederzeit über den aktuellen Zyklusstand informiert. Neben der Laufzeitanzeige und anderen wichtigen Parametern führen Sie an diesem Bildschirm auch die personalisierte Chargenfreigabe durch.

Die Dokumentation zum Aufbereitungsprozess findet direkt auf der im Display eingesetzten MELAflash CF-Karte statt. Alternativ kann der Cliniclave via Netzwerkkabel in Ihr Praxisnetzwerk eingebunden werden und stellt die Chargendaten direkt Ihrer Praxissoftware zur Verfügung. Sollten Sie keine spezielle Software haben, bietet MELAG mit der zusätzlich erhältlichen MELAtrace Software ein günstiges Kompaktprogramm, um Ihren vollständigen Aufbereitungsprozess abzubilden.

Um Chargenetiketten für Ihr Sterilgut zu drucken, wird der MELAprint 60 Etikettendrucker empfohlen. Bei angeschlossenem Drucker haben sie nach Beendigung des Sterilisationszyklus die Möglichkeit, eine selbstbestimmte Anzahl an Etiketten mit den Chargendaten drucken zu lassen.

Um auch über den Zyklusfortschritt informiert zu sein, während Sie nicht beim Gerät sind, bietet MELAG die praktische MELAconnect App für Android und IOS.

Neben den umfangreichen Funktionen und Programmen bietet der Cliniclave 45 geringe Verbräuche an Strom und Wasser. Dank eines durchdachten Entwicklungskonzeptes gehört der C45 zu den sparsamsten, kompaktesten und auch leichtesten Groß-Autoklaven.

Hinweis: Kontaktieren Sie uns gerne, um eine unverbindliche Beratung sowie Informationen über mögliche Leasingoptionen zu erhalten.

Spezifikation:

Art des Artikels: Groß-Sterilisator

Abmessungen Tx Bx H: 91 cm x 65 cm x 160 cm

Innenmaße: Ø 44 cm x 72 cm

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Dental;KfO;MKG;Ophthalmologie

Stromversorgung: 3x380-415 V;3x220-240 V

Wasseranschluss: Festwasseranschluss

Farbe: weiß

Gewicht: 244 kg

Garantielaufzeit: 12 Monate

Validierbarkeit: validierbar

Sterilisationsklasse: Klasse-B

Verbindung: Netzwirkkabel

Dokumentation: integriert

Chargenfreigabe: integriert

Wartungsintervall: 24 Monate

Kammervolumen: 105 Liter

Beladungsmenge: 35 kg Instrumente / 7 kg Textilien

Tablettmaße: 59 cm x 31 cm x 5 cm

geeignet für Textilien: Ja

geeignet für Hohlkörper: Ja

geeignet für Endoskope: Ja

Betriebszeit Universalprogramm: 35 Min.

Betriebszeit Schnellprogramm: 22 Min.

Betriebszeit Schonprogramm: 36 Min.

Trocknung: Intelligente Trocknung

Trocknungszeit: 4-30 Min.