



TUTTNAUER DAMPFGROßSTERILISATOR ECONOMIC LINE - 5075HSG

160 Liter Kammervolumen mit Festwasseranschluss

Artikelnummer: 207991

Hersteller: Tuttnauer

Preis: Auf Anfrage

Beschreibung:

Die Sterilisatoren der HSG Economic Line von Tuttnauer sind die idealen Klasse-B-Sterilisatoren für Krankenhäuser und Operationssäle, aber auch für zahnmedizinische und medizinische Zentren oder Praxen, die ein großes Aufbereitungsvolumen zu bewältigen haben. Die eintürigen Sterilisatoren von Tuttnauer vereinbaren Sparsamkeit, Hochleistungsfähigkeit, enorme Belastbarkeit und einmalige Mobilität in einem Gerät. Der einfache Anschluss und die große Zyklusflexibilität über anpassbare Programme machen die Autoklaven für viele Bereiche optimal einsetzbar. Selbstverständlich entspricht der Sterilasator aktuellen Qualitätsnormen in der Produktion, erfüllt alle derzeit gültigen technischen Normen und Richtlinien und ist mit sämtlichen wesentlichen Sicherheitsmerkmalen ausgestattet.

Die Economic Line von Tuttnauer bietet rund um die Uhr hohen Durchsatz und jederzeit zuverlässigen Betrieb. Die Anforderungen im Hinblick auf Versorgungsleitungen sind minimal. Die Sterilisatoren überzeugen mit kleiner Stellfläche, kosteneffizienter Preisgestaltung und reduzierter Breite, die den Transport durch Standardtürdurchgänge ermöglicht. Das mobile Gerät spart die Kosten für einen fixen Unterbau und bietet Mobilität im Arbeitsalltag, wenn bspw. Räumlichkeiten auf Etagen angepasst werden müssen. Beide Autoklaven sind durch die rundum gegebene Zugänglichkeit sehr servicefreundlich und dadurch langfristig kostensparend. Kammer und Tür sind aus Edelstahl 316L mit elektropoliertem Oberflächenveredelung gefertigt. Die schnellen Sterilisationszyklen werden durch die integrierte Wasserring-Pumpe mit hoher Volumenkapazität ermöglicht, die ein tiefes Vakuum für die schnelle und effiziente Luftentfernung erzeugt. Die optimale Feuchtigkeitsentfernung sorgt für sehr schnelle Trocknung, zwischen den Zyklen entstehen dank Standby-Dampf keine Wartezeiten. Durch die doppelte Sicherheitssperre kann die Tür des Autoklaven nicht geöffnet werden, solange die Kammer unter Druck steht. Der Zyklusstart ist nur bei ordnungsgemäß verriegelter Tür durchführbar, ebenso erfolgt eine automatische Sicherheitsabschaltung bei Kammerüberhitzung. Diese Funktionalitäten sorgen für dauerhaft sicheren Betrieb der Sterilisatoren von Tuttnauer. Für die Sterilisation stehen sechs feste Sterilisationsprogramme und zwei Testprogramme zur Auswahl, darüber hinaus kann aus 22 anpassbaren Programmen gewählt werden. Die große Auswahl anpassbarer Programme ermöglicht eine optimale Berücksichtigung besonderer Bedürfnisse und den daraus resultierenden Beladungen. Die mehrfarbige Anzeige auf dem Display des Autoklaven erleichtert die Lesbarkeit und gewährleistet schnellen Zugriff auf wichtige Informationen (in mehreren Sprachen auswählbar). Die letzten 200 Zyklen des Sterilisators können über das Display eingesehen oder über ein USB-Gerät heruntergeladen werden.

Spezifikation:

Art des Artikels: Groß-Sterilisator

Abmessungen Tx Bx H: 128,6 cm x 85,7 cm x 166 cm

Innenmaße: Ø 50 cm 75 cm

Stromversorgung: Dreiphasen 208/230/380/440/480 V

Leistung: 18 kW

Wasseranschluss: Festwasseranschluss

Farbe: silber

Gewicht: 366 kg

Sterilisationsklasse: Klasse-B

Kammervolumen: 160 Liter

Betriebszeit Universalprogramm: 18 Min.

Betriebszeit Schonprogramm: 20 Min.

Trocknungszeit: 5-30 Min.