



## HMC EUROPE B-KLASSE TISCHAUTOKLAV MB-SERIE

Stand alone, 24 oder 40 Liter Kammervolumen

Artikelnummer: 202917

Hersteller: HMC-Europe

**Preis: ab 7.852,00 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Die Tischautoklaven von HMC Europe sind praktische und platzsparende Geräte für einfache Anwendungen im Labor. Die Klasse B-Sterilisatoren HMT 260 und 300 MB werden für die Sterilisation des gesamten Praxis-Instrumentariums genutzt. Mithilfe des fraktionierten Vorvakuums wird die Luft vor dem eigentlichen Sterilisieren mehrmals aus der Kammer entfernt, dadurch kann der Dampf auch durch Verpackungen hindurch und in Hohlkörpern sterilisieren. Die Premium-Tischautoklaven der Klasse B bieten die vollautomatische Durchführung von fünf integrierten Sterilisierprogrammen. Diese sind geeignet für die Sterilisation verpackter Güter (121°C für 30 Min.; 134°C für 15 Min.) oder unverpackter Güter (121°C für 15 Min.; 134°C für 4 Min.) und ermöglichen zusätzlich eine individuelle Zeit- und Temperaturwahl im

Bereich von 105° bis 135°C sowie ein voreingestelltes Prionenprogramm. Drei Testprogramme ermöglichen die Prüfung von Helix- und Bowie-Dick-Tests sowie eine Dichtigkeitsprüfung.

Das mikroprozessorgesteuerte Gerät verfügt zur Sterilisation von Hohlkörpern über eine leistungsfähige interne Vakuumpumpe sowie über einen 4-Liter-Wassertank, der manuell oder automatisch mit VE-Wasser befüllt wird.

Die Bedienung erfolgt leicht und intuitiv über das LCD-Panel, die Dokumentation kann über SD-Karte oder Drucker abgewickelt werden. Das Trocknungsprogramm mit Laufzeiten zwischen einer und 60 Minuten sowie das moderne Design und die einfache Wartung sind weitere Vorteile der Premium-Klasse B-Tischautoklaven HMT 260 und 300 MB.

Hinweis: Gemäß §15 BetrSichV muss die Aufstellung und Inbetriebnahme eines Druckbehälters (Autoklaven gelten gemäß TRBS 2141 als überwachungspflichtige Anlagen) durch qualifizierte Personen mit erweiterten Zertifizierungen der HMC Europe GmbH erfolgen. Der Betreiber haftet in vollem Umfang, falls der Autoklav ohne entsprechende Maßnahmen eigenständig in Betrieb genommen wird.

**Spezifikation:**

Art des Artikels: Laborautoklav

Ausführung: Tischgerät

Fachbereich: Labor;Pharma

Wasseranschluss: Stand alone

Sterilisationsklasse: Klasse-B