



## HMC EUROPE S-KLASSE TISCHAUTOKLAV FA-SERIE

Stand alone, 16 oder 24 Liter Kammervolumen

Artikelnummer: 202916

Hersteller: HMC-Europe

**Preis: ab 4.395,00 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Die Tischautoklaven von HMC Europe sind praktische und platzsparende Geräte für einfache Anwendungen im Labor. Die Klasse S-Sterilisatoren HMT 230 und 260 FA bieten neun vollautomatische Programme für Standard-Aufgaben im Arbeitsalltag. Verpackte und unverpackte Feststoffe können mit oder ohne Trocknungsfunktion bei 121° oder 135°C sterilisiert werden, ebenso gibt es ein Flüssigkeitenprogramm (40 Minuten bei 121°C). Die mikroprozessorgesteuerten Geräte besitzen eine unkomplizierte digitale Anzeige und einen integrierten Wassertank. Der elektromechanische Überhitzungsschutz, der Maximaldruckbegrenzer und das Drucksicherheitsventil sorgen für Sicherheit in der täglichen Anwendung. Die einfache Wartung, die mechanische druckabhängige Türverriegelung und die

Reset/Notfall-Taste sind weitere sinnvolle Anwendungsmechanismen.  
Hinweis: Gemäß §15 BetrSichV muss die Aufstellung und Inbetriebnahme eines Druckbehälters (Autoklaven gelten gemäß TRBS 2141 als überwachungspflichtige Anlagen) durch qualifizierte Personen mit erweiterten Zertifizierungen der HMC Europe GmbH erfolgen. Der Betreiber haftet in vollem Umfang, falls der Autoklav ohne entsprechende Maßnahmen eigenständig in Betrieb genommen wird.

**Spezifikation:**

Art des Artikels: Laborautoklav

Ausführung: Tischgerät

Fachbereich: Labor;Pharma

Stromversorgung: 220-240 V

Wasseranschluss: Stand alone

Sterilisationsklasse: Klasse-S

Temperatur: 121°C/135°C