



HMC EUROPE S-KLASSE TISCHAUTOKLAV MA-SERIE

Stand alone, 16 , 24 oder 40 Liter Kammervolumen

Artikelnummer: 202915

Hersteller: HMC-Europe

Preis: ab 5.209,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die Tischautoklaven von HMC Europe sind praktische und platzsparende Geräte für einfache Anwendungen im Labor. Die Klasse S-Sterilisatoren HMT 230, 260 und 300 MA sind für die Sterilisation einfacher Instrumente geeignet. Die vielseitigen Tischautoklaven verfügen über sieben vollautomatische Programme, jeweils für die Sterilisation verpackter oder unverpackter Instrumente bei 121° oder 134°C, ein Flüssigkeits- und Prionenprogramm sowie ein Testprogramm für die Prüfung des Bowie-Dick-Tests.

Die mikroprozessorgesteuerten Geräte verfügen über eine Ablaufanzeige sowie einen internen Wassertank. Der elektromechanische Überhitzungsschutz und der elektronische Drucküberlastungsschutz sorgen für sicheren Betrieb, ebenso wie das Druck-Sicherheitsventil. Die mechanische druckabhängige

Türverriegelung und die Reset-Notfall-Taste sind weitere Anwendungsvorteile, genauso wie die einfache Wartung der Geräte.

Spezifikation:

Art des Artikels: Laborautoklav

Ausführung: Tischgerät

Fachbereich: Labor;Pharma

Sterilisationsklasse: Klasse-S